	MANUAL	FECHA DE EMISIÓN: MARZO 2023
	MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRUEBAS DE ÁCIDO VALPROICO	VERSIÓN: 01
		PÁGINA 1 DE 9

MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRUEBAS DE ÁCIDO VALPROICO

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 608-8715907
 Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
 Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva
www.hospitalneiva.gov.co
 Neiva – Huila - Colombia



	MANUAL	FECHA DE EMISIÓN: MARZO 2023
	MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRUEBAS DE ÁCIDO VALPROICO	VERSIÓN: 01
		PÁGINA 2 DE 9


TABLA DE CONTENIDO

1. Realizar mantenimiento a la base de datos de la plataforma.....	4
2. Agregar usuarios	5
3. Ver exámenes y resultados	7
4. Ver estadísticas.....	8

	MANUAL	FECHA DE EMISIÓN: MARZO 2023
	MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRUEBAS DE ÁCIDO VALPROICO	VERSIÓN: 01
		PÁGINA 3 DE 9

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Vista desde el rol administrador para exámenes pendientes	4
Figura 2. Mensaje de confirmación para registro eliminado	4
Figura 3. Pestaña para agregar usuario	5
Figura 4. Parte del formulario para crear usuario.....	6
Figura 5. Mensaje de confirmación para usuario agregado	6
Figura 6. Opción 1: Ver los exámenes y resultados para todos los pacientes	7
Figura 7. Opción 2: Ver los exámenes y resultados para cada paciente	7
Figura 8. Vista para acceder a los exámenes y resultados por paciente	8
Figura 9. Gráfica general.....	9

	MANUAL	FECHA DE EMISIÓN: MARZO 2023
	MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRUEBAS DE ÁCIDO VALPROICO	VERSIÓN: 01
		PÁGINA 4 DE 9

1. Realizar mantenimiento a la base de datos de la plataforma

El usuario con rol de administrador en la plataforma, tendrá la capacidad de poder eliminar los registros agregados tanto de exámenes pendientes, exámenes realizados, exámenes cancelados, resultados de éstos exámenes y también podrá eliminar a usuarios que estén registrados sin importar el rol que se le haya asignado.

Exámenes pendientes

#	Nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Identificación	Fecha	Hora	Eliminar
0	Caso	De	Prueba	1111111	2022-05-20	7:00am	<input type="button" value="Eliminar"/>

Figura 1. Vista desde el rol administrador para exámenes pendientes

Como se puede observar en el recuadro rojo, se tiene un botón llamado 'eliminar', con este botón es con el que, al presionarlo, se eliminará el registro correspondiente de la base de datos. Este proceso aplica para la vista de exámenes cancelados, exámenes realizados, exámenes vencidos, exámenes no realizados, resultados de exámenes y la vista para los usuarios.

Registro de examen eliminado satisfactoriamente.

Sistema de información para Pruebas de ácido valproico


Sistema hospitalario del Huila

Sistema de información para administrar las pruebas de ácido valproico en los hospitales del departamento del Huila



Figura 2. Mensaje de confirmación para registro eliminado


Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 608-8715907
 Línea Gratuita: 018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
 Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva
www.hospitalneiva.gov.co
 Neiva – Huila - Colombia

	MANUAL	FECHA DE EMISIÓN: MARZO 2023
	MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRUEBAS DE ÁCIDO VALPROICO	VERSIÓN: 01
		PÁGINA 5 DE 9

Una vez se haga la acción de dar click sobre el botón de 'eliminar' anteriormente indicado, inmediatamente se redireccionará a la página principal de la plataforma, en la cual en la parte superior aparecerá un mensaje donde se indica que el registro se ha eliminado satisfactoriamente como se muestra en el recuadro de color azul. Esto se hace con el fin de quitar registros de la base de datos que se insertaron por error o que no tienen validez.

2. Agregar usuarios

El usuario con rol de administrador en la plataforma tendrá la capacidad de poder agregar usuarios permitiéndole asignarles un rol en la plataforma, los cuales pueden ser, paciente, médico o empleado. Todo esto vinculando la mayoría de los datos dispuestos para el formulario dentro de la pestaña 'Agregar usuario'.



Sistema de información para Pruebas de ácido valproico


Sistema hospitalario del Huila

Sistema de información para administrar las pruebas de ácido valproico en los hospitales del departamento del Huila



Figura 3. Pestaña para agregar usuario

Al hacer 'click' sobre la pestaña que está en el recuadro en color verde llamado 'Agregar usuario', se desplegará todo el formulario necesario para añadir un nuevo usuario obteniendo todos sus datos básicos.

	MANUAL	FECHA DE EMISIÓN: MARZO 2023
	MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRUEBAS DE ÁCIDO VALPROICO	VERSIÓN: 01
		PÁGINA 6 DE 9





Figura 4. Parte del formulario para crear usuario

Una vez se completen todos los datos necesarios para agregar un nuevo usuario, se procede a dar 'click' sobre el botón que está en el recuadro verde llamado agregar, de esta manera, si todos los campos se han llenado correctamente, se estaría agregando un nuevo usuario a la plataforma.



Sistema de información para Pruebas de ácido valproico


Sistema hospitalario del Huila

Sistema de información para administrar las pruebas de ácido valproico en los hospitales del departamento del Huila



Figura 5. Mensaje de confirmación para usuario agregado

Una vez se haga la acción de dar click sobre el botón de 'Agregar' anteriormente indicado, inmediatamente se redireccionará a la página principal de la plataforma, en la cual en la parte superior aparecerá un mensaje donde se indica que el usuario ha sido agregado satisfactoriamente como se muestra en el recuadro de color azul.

	MANUAL	FECHA DE EMISIÓN: MARZO 2023
	MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRUEBAS DE ÁCIDO VALPROICO	VERSIÓN: 01
		PÁGINA 7 DE 9

3. Ver exámenes y resultados

El usuario con rol de administrador en la plataforma tendrá la capacidad de poder visualizar los exámenes pendientes, exámenes cancelados, exámenes realizados y poder observar los resultados para estos exámenes. Para poder visualizar lo dicho anteriormente se tendrán dos opciones que se comentan a continuación.



Exámenes realizados						
#	Nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Identificación	Fecha de examen	Hora de examen
0	Caso	Prueba	Tres	222222	2022-05-17	7:00am
1	Caso	De	Prueba	111111	2022-05-03	8:00am

Figura 6. Opción 1: Ver los exámenes y resultados para todos los pacientes

En la pestaña exámenes, se podrá encontrar las opciones tanto para ver los exámenes pendientes, los exámenes realizados, los exámenes cancelados y los resultados para esos exámenes, todo lo dicho anteriormente se puede observar en el recuadro en color verde. En el recuadro de color azul, se observan, para ese caso, todos los exámenes que ya se realizaron para todos los usuarios en general.





Figura 7. Opción 2: Ver los exámenes y resultados para cada paciente

	MANUAL	FECHA DE EMISIÓN: MARZO 2023
	MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRUEBAS DE ÁCIDO VALPROICO	VERSIÓN: 01
		PÁGINA 8 DE 9

Lo primero que se debe hacer es buscar el paciente al cual se requiere obtener la información bien sea de exámenes pendientes, exámenes realizados o los resultados de estos exámenes. Para eso, en la pestaña de usuario, se debe ir a 'Búsqueda de usuario por cédula' como se observa en el recuadro verde. Posterior a eso, se digita el número de identificación en el campo que se visualiza en el recuadro azul y por último se realiza la búsqueda haciendo click en el botón 'Buscar'.

Usuarios


#	Nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Identificación	Correo electrónico	Tipo	Exámenes pendientes	Exámenes realizados	Ver resultados	Ver	Eliminar
0	Caso	De	Prueba	1111111	casodeprueba1@gmail.com	Paciente	Ver	Ver	Resultados	Perfil	Eliminar

Figura 8. Vista para acceder a los exámenes y resultados por paciente

Una vez se realiza el paso anterior, ya tenemos la información del paciente junto con las pestañas para acceder a sus exámenes pendientes, exámenes realizados y los resultados de los exámenes como se observa en los recuadros en color verde.

4. Ver estadísticas

El usuario con rol de paciente en la plataforma tendrá la capacidad de poder ver la gráfica general de las pruebas de ácido valproico. Esta gráfica se trata de un diagrama de barras donde se evidencia un promedio mensual para las pruebas realizadas.

	MANUAL	FECHA DE EMISIÓN: MARZO 2023
	MANUAL DEL ADMINISTRADOR PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRUEBAS DE ÁCIDO VALPROICO	VERSIÓN: 01
		PÁGINA 9 DE 9




Figura 9. Gráfica general

Al hacer 'click' sobre la pestaña que está en el recuadro en color verde llamada 'Gráfica general', se podrá visualizar el promedio de la suma de todos los resultados de las pruebas realizadas entre el número de pruebas que se hayan hecho durante ese mes, así para cada uno de los meses del año.